




BAFFIN NEOSIT RS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



№	Параметры	Обозначение	Размер		
			S	M	L
1	Рост пользователя		85 – 105 см	100 – 115 см	110 – 140 см
2	Габариты (ДхШхВ)		83x55x116 см	83x55x116 см	83x55x116 см
3	Высота рукоятки	HH	90 – 116 см	90 – 116 см	90 – 116 см
4	Высота между подголовником и спинкой	DH	0 – 20 см	0 – 20 см	0 – 20 см
5	Высота расположения подголовника над сиденьем	HHS	42 – 62 см	50 – 70 см	58 – 78 см
6	Высота сиденья	SH	43 – 56 см	43 – 56 см	43 – 56 см
7	Высота спинки	BH	37/48 см	45/56 см	53/64 см
8	Ширина спинки	WB	25 см	25 см	25 см
9	Угол наклона спинки	BA	-5° ÷ +25°	-5° ÷ +25°	-5° ÷ +25°
10	Длина основы	BL	83 см	83 см	83 см
11	Ширина основы	BW	55 см	55 см	55 см
12	Высота подножки	FH	17 – 27 см	17 – 27 см	28 – 38 см
13	Длина подножки	FL	18 см	21,5 см	24 см
14	Диаметр колёс	RW	7,5 см	7,5 см	7,5 см
15	Глубина сиденья	SD	16 – 31 см	20 – 31 см	27 – 40 см
16	Ширина сиденья	SW	15 – 39 см	15 – 39 см	27 – 41 см
17	Габариты подлокотников (ДхШхВ)		27x8,5x13-18 см	27x8,5x13-18 см	27x8,5x13-18 см
18	Расстояние между подлокотниками	DA	33 – 51 см	33 – 51 см	33 – 51 см
19	Угол наклона подножки	FA	-10° ÷ +45°	-10° ÷ +45°	-10° ÷ +45°
20	Клиренс опоры стопы	FC	12 – 22 см	12 – 22 см	8 – 28 см
21	Угол наклона опоры стопы	AF	0° – 15°	0° – 15°	0° – 15°
22	Угол наклона сиденья	TA	20°	20°	20°
23	Высота боковых упоров	LH	16 – 35 см	16 – 40 см	20 – 45 см
24	Клиренс коляски	WC	10 см	10 см	10 см
25	Максимальный вес пациента		80 кг	80 кг	80 кг
26	Масса коляски		25 кг	25 кг	25 кг
27	Высота подлокотников		15 – 2 см	15 – 22 см	17 – 24 см

Примечание: допустимые отклонения и допуски для размеров $\pm 5\%$